



# SYSTEM DO DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ



**KS SUPPORT** ul. Armii Krajowej 66/49 42-200 Częstochowa  
tel. +48 509-205-879, e-mail [biuro@dyszeprzemyslowe.pl](mailto:biuro@dyszeprzemyslowe.pl)  
[www.dyszeprzemyslowe.pl](http://www.dyszeprzemyslowe.pl)

# DEZYNFEKCJA, SANIFIKACJA, NEUTRALIZACJA NIEPRZYJEMNYCH ZAPACHÓW

Gama produktów SANI-SYSTEM wykorzystuje nową technologię PNR Italia zaprojektowaną specjalnie z myślą o kontroli i zwiększeniu bezpieczeństwa środowiska i powierzchni.

**SANI-MOVE** to nowy system PNR Italia przeznaczony do praktycznej i prostej dezynfekcji biur, sklepów oraz małych i średnich pomieszczeń. W zależności od rodzaju środowiska możliwe jest dostosowanie ciśnienia stężenia procentowego rozpylonej cieczy w celu spełnienia różnych potrzeb higienicznych, bez pozostawiania resztek na przedmiotach i tkaninach. **SANI-MOVE** to łatwy w transporcie i w obsłudze wózek, zbudowany w całości ze stali nierdzewnej. Zbiornik ze stali ma pojemność 9 litrów na płyn dezynfekujący (płyn nie wchodzi w skład zestawu). Wbudowana sprężarka zapewnia stałe ciśnienie robocze do ciągłego użytkowania. Ultradźwiękowy system atomizacji łączy zbiornik z pistoletem, co pozwala uzyskać krople o wielkości kilku mikronów, idealne do powszechnego i równomiernego rozprowadzania cieczy odkażającej. Kompaktowa i mobilna konstrukcja sprawia, że **SANI-MOVE** jest szczególnie wygodnym, wydajnym i funkcjonalnym produktem. Po załadowaniu zbiornika płynem urządzenie wystarczy podłączyć do zasilania i jest ono gotowe do użycia.

**SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI.**

UWAGA: Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta płynu do dezynfekcji. PNR Italia S.r.l. i nie dostarcza cieczy do uzupełnienia systemu SANI-MOVE i nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowanej cieczy / roztworu.

# SANI-MOVE

## OPIS

WAGA BEZ ŚRODKA: 15 kg

WAGA PRZY OBCIĄŻENIU: 24 kg

WYSOKOŚĆ WÓZKA: 850 mm

SZEROKOŚĆ: 520 mm

GŁĘBOKOŚĆ: 450 mm

### ZBIORNIK

Pojemność 9 litrów

### DYSZA ROZPYLAJĄCA

Atomizer ultradźwiękowy

### KOMPRESOR

WYDAJNOŚĆ: 180 l/min

ZBIORNIK: 6 litrów

MOC: 1kW

ZASILANIE: 220V 50Hz

### ZALECANA CIECZ

Płyn dezynfekujący według wyboru

### PARAMETRY

CIŚNIENIE POWIETRZA: od 1 do 2 bar

ZUŻYCIE POWIETRZA: 2.7 Nm<sup>3</sup>/h

CIŚNIENIE CIECZY: do 0.1 do 0.5 bar

ZUŻYCIE CIECZY: 0.18 litra/min



Na życzenie można dostarczyć SANI-MOVE z metalową osłoną przednią



## **KS SUPPORT**

ul. Armii Krajowej 66/49 42-200 Częstochowa

tel. +48 509-205-879, e-mail [biuro@dyszeprzemyslowe.pl](mailto:biuro@dyszeprzemyslowe.pl)

[www.dyszeprzemyslowe.pl](http://www.dyszeprzemyslowe.pl)